

## Gebrauchsanleitung

### Kilo-Dose «Klick»

**Material:** Kunststoff

**Farbe:** Transparent

**Temperaturbeständigkeit:** 0 bis -18°C

**Masse (LxBxH):** 12.7 x 10 x 17.5cm

**Artikel-Nr.:**

25083 (2er-Set)



---

#### Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmen Wasser und mildem Spülmittel Reinigen.

#### Anwendung:

- Mit dem Handballen Fläche mit Betty Bossi Aufschrift drücken und Dose öffnen.
- Das gewünschte Trockenlebensmittel samt Verpackung in die Dose stellen.
- Die Dose wieder schliessen und im Schrank oder in der Küchenschublade verstauen.

#### Hinweis:

- Die Dosen eignen sich auch für die Aufbewahrung im Tiefkühler.

#### Reinigung:

- Spülmaschinengeeignet.
- Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche zerkratzt werden kann.

---

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) oder unter **+41 (0) 44 209 19 29**.

PDF-Name: 25083\_d11\_160517